



HAPPYneuron **Pro**

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Séances	2
1.1. Qu'est-ce qu'une séance ?	2
1.2. Comment savoir si une séance est disponible ?.....	2
1.3. Est-il possible de reprendre une séance ?.....	2
1.4. Comment savoir à quelles dates sont programmées les prochaines séances ?	2
2. Exercices.....	3
2.1. Comment jouer à un exercice ?.....	3
2.2. Comment obtenir des informations à propos d'un exercice ?.....	3
3. Suivi	4
3.1. Comment consulter mes résultats ?.....	4
4. Configuration minimale requise	6
5. D'autres questions ? Contactez notre équipe d'assistance !.....	6

1. Séances

1.1. Qu'est-ce qu'une séance ?

Une séance est une série d'exercices qui a été planifiée pour vous. Lorsque vous démarrez une séance, les exercices sont automatiquement sélectionnés parmi la liste des exercices disponibles et chacun d'entre eux est joué à votre niveau actuel.

1.2. Comment savoir si une séance est disponible ?

Une nouvelle séance sera générée une ou plusieurs fois par semaine selon le réglage de votre thérapeute. Chaque séance peut être effectuée jusqu'à la création de la suivante. Si une séance est actuellement disponible, un bouton "Lancer ma séance" sera affiché dans l'onglet "Tableau de bord".



1.3. Est-il possible de reprendre une séance ?

Oui, vous pouvez reprendre une séance tant que cette dernière n'est pas terminée. Vous pouvez effectuer cette opération jusqu'à la génération de la séance suivante. Si une séance inachevée existe, le bouton "Lancer ma séance" sera présent dans l'onglet "Tableau de bord".

1.4. Comment savoir à quelles dates sont programmées les prochaines séances ?

Appuyez sur l'onglet "Tableau de bord" : **Tableau de bord**

Sur la droite, le cadre "Agenda des séances" vous montre des informations à propos de vos séances. La partie "Séances suivantes" indique le jour et la durée des trois prochaines séances.

Séances suivantes :

14 Avril - 25'


16 Avril - 25'

18 Avril - 25'

2. Exercices

2.1. Comment jouer à un exercice ?


En dehors de vos séances, vous avez la possibilité de choisir vous-même un exercice.

Appuyez sur l'onglet "Exercices" : 

Dans la liste des exercices présente dans la page, cliquez sur "Jouer" :



2.2. Comment obtenir des informations à propos d'un exercice ?

Appuyez sur l'onglet "Exercices" : 

Appuyez sur le lien "Info" présent sous la vignette du jeu.

La page suivante vous présentera plusieurs captures d'écran de l'exercice, une description de la tâche, ce qu'elle entraîne ainsi que ses paramètres. Un bouton "Jouer" sera également présent en bas de page pour vous permettre de lancer l'exercice.

3. Suivi

3.1. Comment consulter mes résultats ?


Cliquez sur l'onglet "Mes résultats" : **Mes résultats**

Le premier graphique est un calendrier représentant votre activité, ainsi que le détail des exercices réalisés lors du dernier jour d'entraînement.



Vous pouvez cliquer sur un jour pour afficher le détail.

Le second graphique représente votre niveau actuel sur chacun des exercices.





Passez la flèche de la souris sur un exercice pour afficher plus d'informations.

HAPPYneuron Pro – Manuel d'utilisation

Si vous souhaitez voir les résultats d'un exercice en particulier, cliquez dessus sur le second graphique ou bien cliquez sur le menu « Vue d'ensemble » et sélectionnez l'exercice : ▼ **Vue d'ensemble** ▼

Vous allez voir trois graphiques pour suivre les résultats de cet exercice en particulier.



	Exactitude	Temps	Code Variante
Samedi 02 Aout 2014	90%	644s	7 - 4333331 ▶ +
	80%	712s	7 - 4333331 ▶ +
Jeudi 07 Aout 2014	85%	775s	7 - 4333331 ▶ +
Vendredi 15 Aout 2014	90%	841s	8 - 4334331 ▶ +
	90%	810s	8 - 4334331 ▶ +

Vous pouvez également sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez voir les graphiques de performance et cliquez sur « Actualiser » : Du : 03/2014 Au : 03/2014 **Actualiser**

4. Configuration minimale requise

Les configurations minimales requises sont :

Ordinateur de bureau ou portable :

- Système d'exploitation : Windows (XP ou plus récent), MAC OS X, Linux.
- Navigateur : Internet Explorer 8.x, Firefox 2.x, Google Chrome, Safari, Opera
- Flash Player : Version 8 ou plus
- RAM : 512MB ou plus
- Processeur : 1Ghz ou plus
- Résolution d'écran : 800x600 à 16 bits couleurs
- Carte son : 16 bits
- Connexion internet : Vitesse d'accès minimum de 128kbps

Tablette :

- Système d'exploitation : Android 3.x/iOS 3.x
- Navigateur : Navigateur natif, Google Chrome, Safari
- Taille de l'écran : minimum 7 pouces
- Connexion internet : Vitesse d'accès minimum de 128kbps

5. D'autres questions ? Contactez notre équipe d'assistance !

Pour tout problème rencontré ou toute question spécifique, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance HAPPYneuron Pro. Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

support@scientificbraintrainingpro.fr